

BANDAGES CEINTURES BAS A VARICES




BIJ
SANTÉ
PARIS

A. BAILLY

15, Rue de ROME
PARIS

TÉLÉPHONE
LABORDE 62-30
(9 LIGNES GROUPEES)

R.C. SEINE 236402 B.



Le Rayon d'ORTHOPÉDIE et de BANDAGES

DE LA

PHARMACIE BAILLY

Le Rayon d'Orthopédie de la PHARMACIE A. BAILLY a suivi l'évolution de la Maison et il est actuellement beaucoup plus spacieux et mieux agencé.

**DE NOMBREUX CABINETS D'APPLICATION,
UN PERSONNEL DISCRET, COMPÉTENT ET SPÉCIALISÉ,
UN CHOIX D'ARTICLES NOUVEAUX, INÉDITS, IMPECCABLES,**

nous permettent de donner toute satisfaction.

L'expérience acquise au cours de longues années de pratique orthopédique nous autorise aujourd'hui à conseiller à nos Clients une méthode vraiment économique et hygiénique d'usage des bandages, ceintures, bas à varices, etc...

Le port successif et alterné de deux appareils — de 2 ceintures, de 2 bas par exemple — de même origine et achetés en même temps, confère au tissu une longévité et une résistance beaucoup plus grande. Cela revient à dire que deux ceintures identiques portées par périodes alternées, font trois fois plus d'usage qu'une seule. Cette prolongation de durée vient de ce que le tissu plastique est soumis à des périodes de repos qui n'existent pas dans le port continu. De plus, les déformations qui s'accusent sur un seul appareil de contention n'ont pas de prise quand l'alternance intervient.

Personne n'aurait l'idée de porter une seule et même paire de chaussures ou la même chemise jusqu'à usure complète. Il faut un " jeu " de deux paires. De même, un " jeu " de deux bandages, ceintures ou bas à varices aura l'avantage, lorsque adviendra un accroc qui nécessitera une réparation, d'attendre sans souci ni souffrance. Nous ne saurions trop encourager cette pratique hygiénique, économique et intelligente.

La notion de " QUALITE " fait prime. Notre grande pratique apporte ici une expérience qui s'enrichit tous les jours de cas nouveaux et imprévus. L'éducation créée par les besoins présents et passés du Public, les indications précises des Médecins orthopédistes qui ont toujours été pour nous infiniment précieuses, font de notre Rayon Bandages celui que vous devez connaître, que vous apprécierez et que vous adopterez.

Notre Rayon, en progression constante, répond aux désirs à la fois les plus minutieux et les plus étendus.

La souplesse, l'élasticité de nos bas à varices réalisent une parfaite contention veineuse.

Nous avons mis au point toute une série de ceintures destinées à la femme dans toutes les périodes de la vie.

CEINTURES et CORSETS MYOSTHÉNIQUES qui suppléent et renforcent la musculature abdominale ;
CEINTURES de GROSSESSE qui maintiennent les organes pendant la période gravidique et qui réussissent à donner une ligne élégante jusqu'aux derniers mois ;

CEINTURES DE MATERNITÉ qui viennent rétablir la plastique et dont le port est la meilleure façon de lutter contre l'affaissement inévitable des tissus après l'énorme dilatation de l'accouchement.

Notre assortiment nous a été dicté par les besoins de la Clientèle guidée par le Corps Médical.

CEINTURES contre l'OBÉSITÉ qui guette tous ceux dont la vie est trop sédentaire ;

CEINTURES POST-OPÉRATOIRES absolument nécessaires au renforcement d'une paroi lésée et encore faible ;

CEINTURES VENTRIÈRES, CEINTURES de SPORT, dont le port est quasi-obligatoire pour l'homme moderne qui veut garder l'allure jeune et sportive ;

CEINTURES pour PTOSSES STOMACALES, INTESTINALES, RÉNALES, qui remédient à l'insuffisance des ligaments viscéraux ;

CEINTURES HYPOGASTRIQUES qui sont surtout l'objet de prescriptions médicales ;

BANDAGES à ressort ou sans ressort pour la contention des hernies **INGUINALES, CRURALES, SCRO-TALES**, simples ou doubles.

Toute cette énumération n'est qu'un aperçu succinct d'un assortiment spécialisé, vraiment impeccable et digne de la réputation universelle de notre Maison.

Un atelier moderne, supérieurement outillé, se charge de réaliser les modèles originaux.

Un service de visiteurs spécialisés (masculins et féminins) se rend à domicile sur demande écrite ou téléphonique pour toutes mesures ou rectifications (Téléphone : Laborde 62-30 et la suite, demander poste 40). Les indemnités de déplacement sont de 10 à 50 francs pour Paris jusqu'en banlieue, suivant distance. (Maximum : 30 kilomètres.)

LE NOMBRE TOUJOURS CROISSANT de BANDAGES EXÉCUTÉS sur ORDONNANCE MÉDICALE,
LE RESPECT du CLIENT et la DISCRÉTION PROFESSIONNELLE élevés à la hauteur d'un PRINCIPE IMMUABLE,

LA COMMODITÉ D'ACCÈS, LA FACILITÉ D'ESSAI AU RAYON OU A DOMICILE,

NOTRE EXPÉRIENCE SANS CESSER ACCRUE, CONSTAMMENT MISE A L'ÉPREUVE, font de notre Rayon d'Orthopédie le **RAYON MODÈLE** où nos Clients ont la certitude absolue d'obtenir :

RENSEIGNEMENTS IMMÉDIATS et GRATUITS

EXÉCUTION PARFAITE et RAPIDE — SATISFACTION TOTALE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

**EN RAISON DES VARIATIONS DES COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES,
NOS PRIX SONT DONNÉS SANS ENGAGEMENT**

Le Magasin { est **OUVERT** de 8 h. du matin à 7 h. du soir.
est **FERMÉ** les dimanches et jours de fête. Les lundis jusqu'à 14 heures.

TABLE DES MATIÈRES

	Pages.		Pages.
ACCESSOIRES divers.....	18	BÉQUILLES.....	12
APPAREILS pour PIEDS SENSIBLES.....	19	CANNES.....	12
BANDAGES sans ressort.....	21	CEINTURES antiptosiques.....	14
— avec ressort.....	22	— et CORSETS fantaisie.....	9
— pour bains et pays chauds.....	22	— de GROSSESSE.....	10
— hernies crurales.....	24	— HYPOGASTRIQUES.....	14
— — irréductibles.....	26	— MYOSTHÉNIQUES.....	8
— — ombilicales.....	28	— POST-OPÉRATOIRES.....	12
— — scrotales.....	24	— de SPORT.....	16
— la première enfance.....	28	— VENTRIÈRES.....	12
— ectopie testiculaire.....	28	FEUILLE de MESURES.....	31
— enfants et cadets.....	28	GAINES.....	16
— spéciaux.....	26	MAILLOTS.....	16
BAS à VARICES.....	4 à 8	SUSPENSOIRS.....	30

AVANTAGES

offerts à nos Clients.

Certitude d'avoir des articles de première qualité.

Choix considérable.

Service de réparations.

Un personnel spécialisé et compétent.

Six cabinets d'application.

PAIEMENTS

PARIS ET PROVINCE :

Mandat-poste ordinaire joint dans la commande.

Chèque postal, compte courant : PARIS 3070.

Contre remboursement.

EXPÉDITIONS

Paris et Province. Franco port et emballage pour une commande de 100 francs.
Colonies et Étranger : Port à la charge du client.

BAS A VARICES

Les varices sont constituées par une dilatation excessive et continue des veines au niveau des jambes. Elles sont causées par une mauvaise circulation du sang et une mauvaise qualité du tissu veineux qui a perdu son élasticité. Les veines apparaissent d'abord sous forme de rameaux bleuâtres, cette teinte s'accroît peu à peu jusqu'à devenir couleur lie de vin, en même temps, elles grossissent, forment des cordons et des nodosités plus ou moins volumineux qui augmentent avec la fatigue, pour diminuer au repos.

Comme palliatifs, pour suppléer au peu d'élasticité du tissu veineux, on porte un bas à varices en tissu élastique qui, par une pression douce, maintient la circulation et empêche la stagnation sanguine.

Le bas à varices doit être choisi en tissu assez résistant pour protéger contre les chocs, être d'une grande souplesse, et établi suivant des mesures très exactes, afin de mouler totalement la partie à protéger. La pression doit être douce, égale.

Suivant l'importance des varices, et l'endroit où elles sont localisées, on utilise des bas plus ou moins longs et dont la forme varie suivant l'emplacement des varices à protéger.

Chacun de ces bas porte un nom :

CHAUSSETTE, MOLLETIÈRE,

GENOUILLÈRE,

DEMI-CUISSARD, CUISSARD.

Nous avons diverses sortes de tissus élastiques :

1° Le **tissu français** très résistant, article de travail et pour varices très développées se fait en quatre qualités : ordinaire, demi-fin, fin, extra-fin.

2° Le **tissu anglais** plus souple, très léger, pour varices à leur début, convient aux dames et aux personnes ne se fatiguant pas beaucoup ; se fait en cinq qualités : ordinaire, demi-fin, fin, extra-fin et super-fin.

3° Le **tissu à côtes** très solide, très élastique, c'est le tissu courant tenant le milieu entre le tissu français et le tissu anglais, type à côtes ordinaire et supérieur.

4° Le **TISSU BAILLY**. Ce tissu nous est spécial ; choisi avec un soin judicieux, il est fabriqué avec des matières premières soigneusement triées. En lui se réunissent toutes les qualités des autres : souplesse, finesse, résistance. C'est le tissu parfait, nous ne saurions trop le recommander à nos clients.

5° Le **tissu soie** très souple, très doux, très élégant.

Pour nos clients de province ou pour ceux qui ne veulent pas se déranger, nous donnons la manière de prendre les mesures soi-même. Ils pourront ainsi bénéficier des avantages de notre fabrication et seront aussi bien servis que s'ils achetaient dans nos magasins.

Les mesures doivent être prises le matin au lever, la personne debout, les pieds posant à plat, le poids du corps portant sur la jambe qui n'est pas mesurée, l'autre étant légèrement infléchie comme l'indique la figure page 5.

Prendre exactement les mesures de circonférence aux endroits indiqués par les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.

Les mesures doivent être prises **sans pression**, c'est-à-dire sans serrer.


Bien indiquer si c'est la jambe gauche ou la jambe droite, surtout pour les bas lacés.

Pour les bas dépassant le genou, il faut indiquer la hauteur en deux fois : 1° du sol à l'articulation du genou, de A à B ; 2° du genou à la hauteur où il faut que le bas s'arrête, de B à l'un des arrêts 9, 10 ou 11.

La réunion de la chaussette et de la molletière atteignant le dessus du mollet forme le bas ; ajoutons la genouillère, nous aurons le bas à genou, et si nous montons encore, ce sera le bas demi-cuissard, puis le bas complet, c'est-à-dire le bas cuissard.

Pour faciliter la prise des mesures, nous avons divisé le bas complet (bas cuissard) en onze parties, du n° 1 au n° 11 (voir figure ci-dessous).

Pour qu'un bas à varices donne toute satisfaction, il faut que les mesures soient prises avec soin et que l'appareil déborde la lésion : c'est-à-dire que si le malade est atteint entre le n° 1 et le n° 6 par exemple, il faut qu'il prenne un bas montant jusqu'au n° 7.



Voici les Modèles courants :

- 1° **LE BAS ORDINAIRE**, du n° 1 (bout de pied) au n° 7 (jarret);
- 2° **LE BAS A GENOU**, du n° 1 (bout de pied) au n° 9 (au-dessus du genou);
- 3° **LE BAS DEMI-CUISSARD**, du n° 1 (bout de pied) au n° 10 (mi-cuisse);
- 4° **LE BAS CUISSARD**, du n° 1 (bout de pied) au n° 11 (cuisse);
- 5° **LA CHAUSSETTE**, du n° 1 (bout de pied) au n° 5 (sous-mollet);
- 6° **LA MOLLETIÈRE**, du n° 4 (bas de jambe) au n° 7 (jarret);
- 7° **LA GENOUILLÈRE**, du n° 7 (jarret) au n° 9 (au-dessus du genou);
- 8° **LE CUISSARD**, du n° 9 (dessus du genou) au n° 11 (cuisse).

En dehors des modèles courants ci-dessus désignés, nous confectionnons également, sur commande et aux prix les plus réduits :

- 1° **LE MOLLET A GENOU** (réunion d'une molletière et d'une genouillère);
- 2° **LE MOLLET A DEMI-CUISSARD** (réunion d'une molletière à une genouillère et à un demi-cuissard);
- 3° **LE MOLLET A CUISSARD** (réunion d'une molletière à une genouillère et à un cuissard);
- 4° **LA GENOUILLÈRE A DEMI-CUISSARD** (genouillère et demi-cuissard réunis);
- 5° **LA GENOUILLÈRE CUISSARD** (genouillère et cuissard réunis).

QUELQUES RENSEIGNEMENTS

Nos prix s'entendent pour appareils de mesures ordinaires, c'est-à-dire ne dépassant pas 0^m50 de circonférence à la cuisse et 0^m40 au mollet et n'ayant pas plus de :

0^m40 de hauteur pour le bas ordinaire.
0^m56 — — — à genou.

0^m66 de hauteur pour le bas demi-cuissard.
0^m76 — — — cuissard.


Nous conservons les mesures de chaque client pour renouveler leur commande. Mais nous conseillons de ne pas trop se fier à des mesures anciennes. Elles peuvent fort bien varier un peu et il est prudent de les reprendre à nouveau.

Pour faciliter la mise du bas, le retourner et le saupoudrer de talc, puis introduire le pied d'abord et tirer sur la jambe jusqu'à ce que l'appareil ne fasse plus le moindre pli. Ne pas omettre d'indiquer " jambe droite " ou " jambe gauche " et, en cas de laçage, " laçage intérieur " ou " laçage extérieur ".

MAJORATIONS

Les prix indiqués pour les majorations de hauteur et de circonférence s'entendent par centimètres.		Français Anglais ordinaire Côtes fort Côtes fin	Tissu Côtes Bailly	Anglais fin Anglais extra-fin Côtes fil fin Côtes fil superfin
Circonférence	petites pièces	1.25	1.25	2. »
	grandes pièces	2.50	2.50	3. »
Hauteur	petites pièces	1.25	1.50	2.25
	grandes pièces	2.50	2.50	2.75
Pied fermé.		2.50	2.75	3.75
Talon fermé.		8.50	12. »	12. »
Soufflet.		6. »	12. »	7.50
Laçage	petites pièces.	14.50	14.50	14.50
	grandes pièces.	22. »	22. »	22. »
Pied long.		2.50	2.50	3. »
Jarretelles en fourche.		9. »	9. »	12. »
Double galon	petites pièces.	2. »	1.25	1.25
	grandes pièces.	4.50	2.50	2.50

N.-B. — Les prix des bas à varices figurant pages 6 à 8 s'entendent pour des bas de série. En ce qui concerne les bas sur mesures, une majoration de 10 % est appliquée pour les bas ordinaires et 20 % pour les qualités fines.


1^o LE BAS ORDINAIRE

Bas ordinaire.

Le bas ordinaire est formé de la réunion d'une molletière et d'une chaussette. C'est l'article courant, celui qui trouve le plus souvent son application, puisqu'il comporte la contention de la partie du corps la plus sujette aux accidents variqueux. Dans les cas de varices au mollet, il est préférable à la molletière qui, maintenue par sa seule pression, tend toujours à se déplacer ; le bas ordinaire embrassant le pied ne peut bouger, il enveloppe d'une pression régulière toute la partie qu'il recouvre et évite ainsi la profusion des varices dans les parties qui ne sont pas encore affectées.

BAS-JARRET


En tissu français	30. »	En tissu à côtes, ordinaire, fil fin.....	35. »
— — 1/2 fin.....	46. »	— — fortes, fil fin.....	50. »
— — fin.....	60. »	— Bailly ordinaire.....	35. »
— — extra-fin.....	70. »	— — fin.....	60. »
— anglais, ordinaire.....	33. »	— — extra-fin.....	65. »
— — 1/2 fin.....	42. »	— Rex Bailly.....	68. »
— — fin.....	55. »	— Zéphir	75. »
— — extra-fin	70. »	— Superfin invisible.....	110. »
— — superfin.....	75. »	— Souplex.....	60. »
		— Rex soie.....	140. »

2^o LE BAS A GENOU

Bas à genou.

Applicable toutes les fois que les varices dépassent le dessus du mollet ou lorsqu'elles se compliquent d'hydarthrose.

En tissu français	55. »	En tissu à côtes fortes, fil fin.....	100. »
— — 1/2 fin.....	85. »	— Bailly, ordinaire.....	80. »
— — fin.....	100. »	— — fin.....	125. »
— — extra-fin	130. »	— — extra-fin	150. »
— anglais, ordinaire.....	75. »	— Rex Bailly.....	150. »
— — 1/2 fin.....	95. »	— Zéphir	175. »
— — fin.....	115. »	— Superfin invisible	265. »
— — extra-fin	130. »	— Souplex.....	105. »
— — superfin.....	175. »	— Rex soie.....	300. »
— à côtes ordinaires, fil fin.....	80. »		

3^o LE BAS DEMI-CUISSARD

Bas demi-cuissard.

Pour les cas où les varices dépassent le genou, mais n'offrent pas de tendance à gagner la région inguinale.

En tissu français	87. »	En tissu à côtes fortes, fil fin.....	140. »
— — 1/2 fin.....	100. »	— Bailly, ordinaire.....	100. »
— — fin.....	125. »	— — fin.....	160. »
— — extra-fin	150. »	— — extra-fin	175. »
— anglais, ordinaire.....	100. »	— Rex Bailly.....	180. »
— — 1/2 fin	130. »	— Zéphir	210. »
— — fin.....	140. »	— Superfin invisible	300. »
— — extra-fin	165. »	— Souplex.....	120. »
— — superfin.....	200. »	— Rex sole.....	370. »
— à côtes ordinaires, fil fin.....	110. »		

4^o LE BAS CUISSARD

Pour la contention des varices tendant à gagner la région inguinale.

En tissu français.....	80. »	En tissu à côtes fortes, fil fin.....	150. »
— — 1/2 fin.....	125. »	— Bailly, ordinaire.....	115. »
— — fin.....	160. »	— — fin.....	170. »
— — extra-fin.....	175. »	— — extra-fin.....	190. »
— anglais, ordinaire.....	125. »	— Rex Bailly.....	225. »
— — 1/2 fin.....	155. »	— Zéphir.....	260. »
— — fin.....	170. »	— superfin invisible.....	360. »
— — extra-fin.....	190. »	— Souplex.....	140. »
— — superfin.....	220. »	— Rex soie.....	450. »
— à côtes ordinaires, fil fin.....	120. »		



Bas cuissard.

5^o LA CHAUSSETTE

Pour les varices localisées au bas de la jambe et à la cheville. Très utile également dans les suites d'entorses, de fractures de la cheville.

En tissu français.....	28. »	En tissu à côtes fortes, fil fin.....	45. »
— — 1/2 fin.....	40. »	— Bailly, ordinaire.....	30. »
— — fin.....	50. »	— — fin.....	55. »
— — extra-fin.....	65. »	— — extra-fin.....	60. »
— anglais ordinaire.....	30. »	— Rex Bailly.....	55. »
— — 1/2 fin.....	40. »	— Zéphir.....	70. »
— — fin.....	50. »	— superfin invisible.....	125. »
— — extra-fin.....	55. »	— Souplex.....	50. »
— — superfin.....	60. »	— Rex soie.....	130. »
— à côtes ordinaires, fil fin.....	33. »		



Chaussette.

6^o LA MOLLETIÈRE

La molletière est suffisante lorsque les varices sont localisées au gras du mollet et ne présentent pas de tendance à descendre vers le pied.

En tissu français.....	28. »	En tissu à côtes fortes, fil fin.....	45. »
— — 1/2 fin.....	40. »	— Bailly, ordinaire.....	33. »
— — fin.....	50. »	— — fin.....	55. »
— — extra-fin.....	65. »	— — extra-fin.....	60. »
— anglais, ordinaire.....	30. »	— Rex Bailly.....	55. »
— — 1/2 fin.....	40. »	— Zéphir.....	70. »
— — fin.....	50. »	— superfin invisible.....	125. »
— — extra-fin.....	60. »	— Souplex.....	50. »
— — superfin.....	65. »	— Rex soie.....	130. »
— à côtes ordinaires, fil fin.....	35. »		



Molletière.

7^o LE CUISSARD

Employé dans tous les cas où les varices affectent le haut de la cuisse avec tendance à remonter vers la région inguinale.

En tissu français.....	35. »	En tissu à côtes fortes, fil fin.....	45. »
— — 1/2 fin.....	50. »	— Bailly, ordinaire.....	40. »
— — fin.....	65. »	— — fin.....	60. »
— — extra-fin.....	70. »	— — extra-fin.....	65. »
— anglais, ordinaire.....	40. »	— Rex Bailly.....	65. »
— — 1/2 fin.....	50. »	— Zéphir.....	85. »
— — fin.....	60. »	— superfin invisible.....	115. »
— — extra-fin.....	70. »	— Souplex.....	60. »
— — superfin.....	85. »	— Rex soie.....	150. »
— à côtes ordinaires fil fin.....	40. »		



Cuissard.

8^e LA GENOUILLE

Employée dans les cas d'hyarthrose et à la suite de fractures.



Genouillère.

En tissu français.....	30. »	En tissu à côtes fortes, fil fin.....	50. »
— — 1/2 fin.....	50. »	— Bailly , ordinaire.....	35. »
— — fin.....	60. »	— — fin.....	60. »
— — extra-fin.....	65. »	— — extra-fin.....	65. »
— anglais, ordinaire.....	30. »	— Rex Bailly	65. »
— — 1/2 fin.....	45. »	— Zéphir.....	75. »
— — fin.....	60. »	— superfin invisible.....	125. »
— — extra-fin.....	70. »	— Souplex.....	60. »
— — superfin.....	70. »	— Rex soie.....	130. »
— à côtes ordinaires, fil fin.....	33. »		

918.910. **BAS BAILLY**, extensibles en tous sens, gomme Lastex. Fabrication garantie, invisibles sous le bas.

Jarret..... 80. »

Cuissard..... 115. »

918.911. **BAS** de caoutchouc, feuille anglaise, avec pied. 40. » le bas.918.912. **BAS** sans caoutchouc, "Academic", "Svelta", "Wic", et "Versex".**BAS "Souplex"** jarret, demi-cuissard et cuissard.

CEINTURES MYOSTHÉNIQUES " BAILLY "

La **CEINTURE MYOSTHÉNIQUE** renforce les muscles abdominaux, avec ou sans adjonction de pelotes.

Elle s'oppose, sans fatigue et sans gêne, à la descente des organes.

Elle s'emploie chez les femmes et les jeunes filles minces ou très amaigries; chez les sujets atteints de ptose abdominale, dilatation de l'estomac ou faiblesse de la paroi.

Elle est expressément recommandée aux personnes qui sentent la nécessité d'avoir les organes maintenus.

Egalement indiquée dans les suites d'opérations abdominales : appendicite, ovariectomie, hystérectomie, hernie, etc...



N° 556.700.

CEINTURE MYOSTHÉNIQUE

Tissu à côtes, circulaire.

50. » 65. » 70. »

N° 556.710.
CEINTURE-MAILLOT

En tissu à côtes :

70. » 80. » 90. »

En tissu anglais :

100. » 120. »




556.710.

Les prix de nos Ceintures, quel qu'en soit le modèle, sont établis pour des mesures ne dépassant pas 1 mètre à 1 m. 05 de circonférence et 0 m. 22 de hauteur.


Au-dessus de ces mesures, nous sommes obligés de majorer nos prix.

CEINTURES ET CORSETS FANTAISIE



600.203.

CEINTURE tissu broché rose ou saumon, entièrement doublée, laçage dos, goussets caoutchouc anglais haut et bas. Recommandée pour la marche et les sports.. 190. »



600.201.

600.201. CEINTURE-CORSET


en tissu broché rose ou saumon; laçage dos, busc devant invisible prolongé par un laçage, goussets en caoutchouc permettant l'aisance des mouvements. Recommandée aux personnes fortes.

150. » 190. »



600.081.

CEINTURE satin rose ou saumon, garniture broderie, devant et côtés tissu anglais fin, agrafage côté. 150. »




600.205. **CEINTURE** tissu broché rose ou saumon; hauteur : 40 $\frac{1}{2}$ m, laçage dos, busc devant, prolongé par un laçage. Article soigné. 190. »



600.210. **CEINTURE** satin rose, ou saumon, entièrement doublée; côtés tissu anglais fin, agrafage côté. Hauteur : 40 $\frac{1}{2}$ m. Amincissante et donnant la ligne..... 220. »



600.215. **CEINTURE** devant et dos tissu broché rose ou saumon, côtés tissu anglais fin, 2 demi-laçages devant. Hauteur : 38 $\frac{1}{2}$ m. 170. »



600.085.
CEINTURE
tissu
broché

rose ou saumon, côtés caoutchouc anglais, agrafage côté, sangle stomacale intérieure pour le maintien des organes, hauteur : 37 $\frac{1}{2}$ m. 190. »



600.204.

600.204.

CEINTURE

tissu broché rose ou saumon, entièrement doublée. Laçage dos, agrafage côté, haut. : 43 $\frac{1}{2}$ m. Convient aux personnes fortes.

Ordinaire. 170. »

Doublé... 190. »



600.229. **PETITE CEINTURE** satin rose, saumon ou bleu; hauteur : 34 $\frac{1}{2}$ m, agrafage côté, bande de caoutchouc côté et gousset devant..... 140. »

Nous exécutons, sur demande, tous modèles ou formes, un atelier — muni des derniers perfectionnements — étant à la disposition de notre Clientèle.

CEINTURES DE GROSSESSE

Le port d'une ceinture de grossesse est absolument recommandé aux femmes enceintes à partir du quatrième mois. En effet, elle évite les mauvaises déviations que les mouvements du fœtus peuvent imprimer à la matrice, empêche la dilatation exagérée des muscles abdominaux et diminue la fatigue inhérente à cet état.

549.020. CEINTURE de GROSSESSE, modèle BAILLY.

Hauteur 28 $\frac{\%}{m}$, forme corset. Large bande élastique souple sur le devant permettant le développement du ventre. Deux laçages latéraux, un laçage dorsal; un boutonnage évitant de modifier le laçage pour mettre ou enlever la ceinture 85. »

PLASTRON de RECHANGE 20. »

549.020 B. Même modèle, hauteur 23 $\frac{\%}{m}$. Double boutonnage devant. Deux laçages latéraux, un laçage dorsal. Plastron; côtés élastiques. 75. »

549.030. CEINTURE de GROSSESSE.

Ceinture de caoutchouc et coutil avec laçages multiples et bandes disposées de telle façon que l'utérus est maintenu à sa place. Les chances de présentation vicieuse sont diminuées et le basculement de l'organe, en avant, est empêché. Le fœtus est maintenu dans l'axe du bassin. Laçage dos et sur les côtés permettant d'agrandir le corset au fur et à mesure de la grossesse.

Hauteur : 25 $\frac{\%}{m}$ devant 170. »

— 30 $\frac{\%}{m}$ — 200. »

549.040. CEINTURE " APRÈS GROSSESSE ".

Elle peut se porter environ 6 à 8 mois après l'accouchement. Maintient les organes à leur position normale, empêche la déformation de la taille et l'affaissement des hanches.

Ecru 140. »

Rose 160. »

Qualité supérieure, broché soie 200. »

549.045. CEINTURE de GROSSESSE.

Ventre tricot élastique renforcé à la base. Patte hypogastrique pour soutenir les organes. Jeu de lacets de chaque côté permettant l'élargissement de la ceinture au fur et à mesure de l'avancement de la grossesse 220. »

Qualité supérieure 290. »

CEINTURES " BAILLY " CONTRE L'OBÉSITÉ

en caoutchouc feuille anglaise.

L'obésité est due à la quantité anormale de graisse qui s'interpose autour de nos différents organes. Elle présente de graves dangers. Non seulement elle altère les formes plastiques de celui qui en est atteint, mais elle prédispose les obèses à de nombreux troubles cardiaques et autres.

En dehors du traitement interne, l'exercice progressif (la marche surtout) peuvent bien enrayer l'obésité. Malheureusement, l'obèse, en général, éprouve une grande difficulté à se livrer à ce sport, car l'abdomen étant la partie du corps où se manifeste d'abord l'obésité, la marche devient tous les jours de plus en plus difficile. Pour faciliter la marche et éviter les accidents consécutifs à cette affection, on a créé la ceinture contre l'obésité.

La ceinture BAILLY (556.950) se place sur l'abdomen comme un maillot, en l'enfilant par les pieds.

556.950. Dimensions : 75 x 17 90. » | 556.952. Dimensions : 80 x 19 100. »

556.954. — 85 x 21 110. » | 556.956. — 110 x 25 125. »

556.958. MAILLOTS feuille anglaise chair, circulaires. Haut. : 35 $\frac{\%}{m}$. A partir de 50. »

556.960. Modèle perforé. A partir de 100. »

CORSET CORRECTEUR " BAILLY "

Corset de maintien convenant très bien chez le garçonnet, la fillette et même la grande personne atteinte d'attitude vicieuse ou de scoliose légère.

549.050. Corset se composant d'un corset proprement dit avec deux tuteurs latéraux se montant sur les hanches et de fortes baleines. Deux épaulières mobiles assurent la correction de l'attitude vicieuse.

Pour enfants, simple 280. » | Renforcé 315. »

Pour adultes, simple 500. » | Renforcé 550. »



Modèle 549.020.



Modèle 549.040.



Modèle 549.030.



Modèle 549.050.
Vue de dos.



Modèle 549.050.



Modèle 549.045.

CEINTURES POST-OPÉRATOIRES " BAILLY "

Ces ceintures sont recommandées pour obtenir une bonne contention de l'abdomen à la suite de petites opérations abdominales.

556.720. **CEINTURE** avec système de fermeture supprimant toute attache au dos 70. » 90. »

556.725. **CEINTURE** formée d'une bande de tissu élastique et très résistante, d'une hauteur moyenne de 14 $\frac{1}{2}$ m, se bouclant derrière, ne se déplaçant jamais. La pression peut être augmentée ou diminuée à volonté.

Hauteur : 14 $\frac{1}{2}$ m 85. »

— 16 — 95. »

— 18 — 105. »

556.735. **SANGLE ÉVENTAIL** en tissu inextensible échancré en bas, permettant un bon maintien de la partie abdominale et de la région inguinale. Fermeture par pattes et boucles 150. »

556.750. **CEINTURE** indispensable après l'opération pour éviter l'éventration toujours possible au début; évite au malade la sensation toujours désagréable de la pression de la masse abdominale sur la cicatrice. Recommandée chez les dames fortes. Peut être renforcée d'une patte hypogastrique soutenant la masse abdominale et donnant un ventre plat.

Hauteur 24 $\frac{1}{2}$ m, coton 160. »

— — avec patte hypogastrique 190. »

— — extra-fort fil 210. »

— — — avec patte hypogastr. 250. »

— — fil fin 270. »

— — — avec patte hypogastrique 310. »

600.043. **MAILLOT** tissage spécial, 3 forces progressives, recommandé pour suites d'opérations. 170. »
Ces prix s'entendent pour des ceintures de 24 $\frac{1}{2}$ m de hauteur seulement.

CEINTURES VENTRIÈRES " BAILLY "

1° **CEINTURE VENTRIÈRE ORDINAIRE.** — Cette ceinture est nécessaire aux personnes dont l'abdomen a besoin d'être soutenu, pour prévenir des accidents lors des relâchements de la paroi abdominale, pour l'obésité au début.

2° **CEINTURES VENTRIÈRES pour ÉVENTRATION.**

3° **CEINTURES VENTRIÈRES pour HERNIES OMBILICALES.**

556.800. **CEINTURE** double tour, attachant devant, tissu élastique écru, à côtes 50. »

556.810. La même, tissu vulcanisé fort 55. »

556.820. **CEINTURE** tissu élastique vulcanisé, pattes et boucles dorsales 65. »

556.830. La même, en tissu élastique à côtes 85. »

556.840. La même, en tissu élastique à damier extra-fort. 90. »

556.850. **CEINTURE** en tissu vulcanisé BAILLY, extra-fin, d'une grande solidité. Bordure élastique, bouclant devant avec patte élastique à œillets et crochets, article supérieur 75. »

545.220. **CEINTURE** tissu élastique ajouré, spécial pour l'été, remarquable par sa résistance et sa souplesse; baleinée devant, bouclant derrière 110. »

CANNES ET BÉQUILLES

CANNE en bambou, poignée corne, sabot champignon 50. »

— en charme verni noir au tampon, poignée corne, large sabot 50. »

— — au pinceau, bout caoutchouc 25. »

BÉQUILLES en charme verni noir au tampon, fabrication soignée, crosse moleskine, large sabot. La paire.. 80. »

CANNE blanche, estampillée, pour aveugles 20. » et 35. »

BOTTES lacées, en cuir, pour pilons 35. »

Bouts de cannes et béquilles de rechanges.



Modèle 556.725.




Modèle 556.735.




Modèle 556.750.




Modèle 556.800.



Modèle 556.720.




Modèle 556.820.



Modèle 556.850



Modèle 600.043.



Modèle 545.220

CEINTURES HYPOGASTRIQUES

“ BAILLY ”

Ces ceintures sont particulièrement recommandées dans les cas de déviation, d'abaissement, d'inversion ou de rétroversion de l'utérus, même dans le cas de chute très prononcée de la matrice.

Très utilisées dans le cas de métrite où il y a nécessité d'immobilisation du col de l'utérus.

- 556.860. **CEINTURE** tissu vulcanisé Bailly supérieur, d'une grande solidité; bordure élastique bouclant devant avec patte élastique à œillets et crochets faisant une double compression sur une bande de soutien du bas-ventre 85. »
 La même, laçage dorsal 120. »
 La même, coutil Manon, hauteur devant : 30 $\frac{\text{cm}}{\text{m}}$, laçage dorsal, écru ou rose 160. »
 La même, qualité supérieure, coutil broché 250. » et 280. »
- 556.862. **CEINTURE** en tissu vulcanisé, échancré sur les hanches, attachant derrière par deux pattes; volant de dos 75. »
 La même, en tissu damier 100. »
- 556.867. **CEINTURE** employée dans les cas d'abaissement ou de déviation de la matrice lorsqu'une pression légère suffit. Elle est entièrement en tissu inextensible double épaisseur. Le croissant dit “ pelote hypogastrique ” placé dans le bas, supporte l'utérus. Recommandée aux dames sensibles qui ne peuvent pas supporter les ceintures à ressort 160. »
 La même, tissu naturel 220. »

CEINTURES ANTIPTOSIQUES

“ BAILLY ”

PTOSES de l'ESTOMAC - INTESTINS - REINS - PTOSE GÉNÉRALE

Lorsque les ligaments viscéraux se relâchent, les organes abdominaux comme l'estomac, l'intestin ou les reins, descendent. Il se produit alors de la ptose. Ptose stomacale, ptose intestinale, ptose rénale ou même généralisée.


Il est nécessaire de porter une ceinture pour soulever les organes dans la position anatomique.

- 524.062. **PLASTRON ESTOMAC** spécial, complément des sangles antiptosiques 45. » et 50. »
- 552.910. **SANGLE PELVIENNE. CEINTURE-SANGLE.** Cette ceinture a partout la même largeur et les bords parallèles. Employée avec succès par le Dr. Glénard chez des sujets qui ont le ventre maigre et excavé, elle procure un véritable soulagement lorsque les parois abdominales sont distendues ou relâchées. On adapte des pelotes de nature et forme appropriées suivant l'indication du médecin pour le maintien des organes déplacés.

- | Hauteurs | 0 ^m 12 | 0 ^m 14 | 0 ^m 16 | 0 ^m 18 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| En tissu vulcanisé extra, très résistant. | 45. » | 52. » | 60. » | 70. » |
| En tissu damier. | 65. » | 75. » | 85. » | 95. » |
- Supplément pour échancrure : 5. » pour PELOTE : 30. » pour SOUS-CUISSE (la paire) : 8. »
- 552.930. **CEINTURE-SANGLE pour dame**, tissu côtes fortes, très résistant. Devant 7 baleines véritables. Bordée peluche soie, açage au dos; 4 jarretelles forme spéciale pour maintenir et remonter les organes. Hauteur devant : 14 $\frac{\text{cm}}{\text{m}}$; côtés et dos : 16 $\frac{\text{cm}}{\text{m}}$.
 Tissu ordinaire : 130. » Tissu côtes fines : 150. » Tissu côtes fines, supérieur : 180. »
- 552.935. Même modèle que ci-dessus. Pour homme 150. »
- 552.936. **CEINTURE STOMACALE** convenant dans tous les cas de relâchement de la région lombo-pelvienne. Elle remplace les organes affaiblis par suite d'amaigrissement. Le serrage à volonté d'une patte stomacale permet le relèvement et la contention des organes abdominaux.
 Sa confection très étudiée procure immédiatement le bien-être 170. »
- 552.938. **SANGLE.** Se recommande aux dames, dans toutes les ptoses généralisées ou localisées à l'estomac, à l'intestin ou au rein. Recommandée chez les sujets maigres. Son action précise et énergique permet d'éviter l'emploi de pelotes. Remplace avantageusement la ceinture chez la femme par sa forme corselet.
 Coutil rose ou écru 145. »
 Broché soie 170. »
 Tissu caoutchouté supérieur 225. »
- 552.939. Modèle ci-dessus, spécial pour homme 160. »
- 552.940. **CEINTURE RATIONNELLE BAILLY.** Cette ceinture réunit à la fois la souplesse de la ceinture élastique par ses sangles dorsale et abdominale et par son plastron. Aucun dispositif gênant ou compliqué. Bouclage par côté, simple et pratique.
 Hauteurs : 16 $\frac{\text{cm}}{\text{m}}$: 140. » 18 $\frac{\text{cm}}{\text{m}}$: 165. » 20 $\frac{\text{cm}}{\text{m}}$: 190. » 22 $\frac{\text{cm}}{\text{m}}$: 215. »
- 552.945. **CORSET-SANGLE** antiptosique avec plastron et pattes de maintien 225. »




Modèle 556.860.



Modèle 556.862.



Modèle 556.867.



Modèle 552.910.



Modèle 552.938.



Modèle 552.935.



Modèle 552.930.



Modèle 552.945.



Modèle 552.939.

CEINTURES - GAINES - MAILLOTS

Le port d'une ceinture, d'un maillot, d'une gaine s'adaptant bien, moulant le corps, conserve la forme du muscle, s'oppose à l'envahissement des tissus graisseux, permet de maintenir les organes et assure une ligne parfaite.

- 600.000. Cette **CEINTURE-MAILLOT** s'adresse aux dames n'ayant besoin que d'une contention souple de l'abdomen et des hanches et qui ne peuvent supporter le corset. Laçage demi-dos ou sur les côtés; 4 jarretelles, deux ressorts devant. Ecrû ou rose 180. »
 En soie 230. »
- 600.025. **Modèle simple**, recommandé pour le maintien de la paroi abdominale. Laçage dos, hauteur : 24 $\frac{\%}{m}$.
 Tissu ordinaire 75. » 85. »
 Qualité supérieure... 100. » 120. » 135. »
- 600.026. **CEINTURE-MAILLOT** en tissu fil uni, côtes fortes, échancrée sur le devant.
 Laçage dorsal... 120. » 150. » 175. »
- 600.027. **CEINTURE-MAILLOT** en tissu fil, côtes fines, avec plastron devant. Laçage dorsal 300. »
 La même, côtes fine soie, avec plastron broché qualité supérieure 350. »
- 600.080. La **GAINE des Élégantes** par excellence. Un plastron de batiste soutient la paroi abdominale en une ligne parfaite. Les hanches sont maintenues imperceptibles; un tissu de mailles élastique assure sa parfaite adaptation. 225. »
- 600.105. **SOUTIEN-GORGE** en tissus divers : rose, écrû, saumon. En tulle, etc. A partir de.....:..... 25. »
- 600.120. — en tissu de satin et dentelle ancienne. A partir de..... 30. »
- 600.125. — en tissu anglais fin. (Sur mesure seulement). A partir de..... 160. »
- 600.127. — en tissu suédé fort, muni de seins factices en caoutchouc mousse.
 (Sur mesure seulement). 200. »
- 600.130. **PORTE-JARRETelles** en très beau satin rose avec dépassant de dentelle ancienne. Très pratique et recommandé pour les personnes ne pouvant supporter aucune gaine 25. » 35. »

CEINTURES DE SPORT "BAILLY"

Ces ceintures, en tissu élastique très souple, sont portées par les Sportsmen, Officiers, Cavaliers, Chasseurs, Cyclistes, Alpinistes, etc...

- 545.200. **CEINTURE** élastique souple et résistante, fermeture patte et boucle; 3 baleines devant.
 Hauteur : 16 $\frac{\%}{m}$ 100. » 20 $\frac{\%}{m}$ 135. » Qualité supérieure 150. »
- 545.202. — élastique, souple et résistante, fermeture 2 pattes contrariées s'adaptant sur boutons.
 100. » 120. » 140. »
- 545.205. — en tissu à côtes fortes écrû, qualité supérieure, avec busc devant 120. » 140. »
- 545.210. **CEINTURE de SPORT** avec pattes réglables et busc devant 130. » 170. »
- 545.215. **CEINTURE "MOTO-SPORT"** pour éviter la descente de l'estomac. Très recommandée aux motocyclistes 115. » 140. » 180. »

GAINE "BAILLY"

extensible en tous sens.

(Filés Lastex.)

- 600.135. Souple, agréable à porter, de contention abdominale parfaite.
 Solide, durable, indéchirable et lavable. Teinte saumon.


Se fait en trois hauteurs :

25 $\frac{\%}{m}$ 145. » 30 $\frac{\%}{m}$ 160. » 35 $\frac{\%}{m}$ 180. »

Lavage : Eau chaude et savon en paillettes.

Rinçage : A grande eau; essorer la ceinture.

Séchage : Etendre la ceinture à plat, sur une serviette et à l'ombre.




Modèle 600.000.



Modèle 600.025.



Modèle 600.026.



Modèle 545.200.



Modèle 545.215.



Modèles 545.200 et 545.215
vus de dos.



Modèle 600.080.



Modèle 600.127.



Modèle 600.135.

ACCESSOIRES DIVERS

532.680.	BANDE crépon, souple, pour varices, grise ou écru, le mètre	5.50
532.685.	— tissu plus résistant, pour varices fortes, grise ou écru, le mètre	8.50
532.690.	— extra-souple Bailly, couleur rose, le mètre	6. »
532.691.	— tissu élastique Bailly, extra-fin, couleur rose thé, le mètre	9. »
532.692.	— — — supérieure, couleur rose thé ou écru, le mètre .	11. »
532.693.	— en caoutchouc " Varicur " Bailly, la bande complète.	30. »
532.694.	— tissu élastique, gomme lastex, lavable, le mètre	11. »



Modèle 505.127.




Modèle 505.159.

505.127. **DÉTERSINE.** Poudre spéciale pour le nettoyage des ceintures, bas à varices et tous tissus élastiques. Ne brûle pas le tissu et n'altère pas le caoutchouc. 4.25



Modèle 505.133.



Modèle 505.150.

505.130. **PELOTE** pour rein mobile, laine 20. »

505.132. **PELOTE** pour le soutien de la matrice, en laine. 25. »

505.133. **PELOTE** pour ptose stomacale. Nos 14 à 16. 35. »

Nos 18 à 20. 40. »

505.136. **PELOTE** pour ptose abdominale. 40. »

505.140. **COUSSIN** pour opération appendicite. 15. » 27. »

505.142. **COUSSIN** pour opération laparotomie. 16. » 35. »

505.150. **PELOTE A AIR** pour rein mobile. 35. »

505.152. **PELOTE A AIR** double pour ptose stomacale. 50. »

505.153. **PELOTE A AIR** pour soutien de la matrice. 50. »

505.159. **INSUFFLATEUR** pour gonfler les pelotes à air. 11. »

505.160. **PELOTE** stomacale pour ptose. Modèle simple. 43. »


— double. 70. »



Modèle 505.152.



Modèle 505.160.



Modèle 505.153.

APPAREILS ORTHOPÉDIQUES POUR PIEDS SENSIBLES

- “ **ANATO** ”. Support simple, bien cambré, sans rebord, renforcé d'une petite lame de soutien. Modèle agréable à porter; convient aux personnes de poids moyen. 35. »
- “ **PERFECTIO** ”. A double ressort longitudinal et transversal pour redresser la voûte plantaire et la cambrure latérale. Convient aux personnes qui ne peuvent supporter les appareils PESVALGUS ou TUBERO plus efficaces, mais moins faciles à supporter au début. Appareil pour personnes peu lourdes. 55. »
- “ **PESVALGUS** ”. Appareil à ressort bien cambré, avec rebord et renforcé par une petite lame. Convient aux personnes de poids moyen qui veulent bien redresser la cambrure latérale de leurs pieds 35. »
- “ **ERKO** ”. Ressort cambré renforcé par une petite lame. Le rebord du ressort est à jour et s'ajuste bien au pied. Recommandé à toute personne de poids moyen désireuse de redresser peu à peu la cambrure du pied. Différent du PESVALGUS par sa cambrure plus souple. 55. »
- “ **TUBERO** ”. C'est le prototype des appareils fabriqués pour le soulagement immédiat et permanent des pieds fatigués et de chevilles ou arches faibles. Appareil à double ressort très résistant et très souple à la fois. Souplesse produite par le deuxième ressort rivé à un seul point fixe. Maintient la voûte plantaire sur une grande longueur et redresse en même temps la cambrure latérale. Convient aux personnes d'un bon poids. 90. »
- “ **ARTICULA** ”. Cet appareil diffère sensiblement de tous les autres par son ressort plus long pourvu d'un bosselage sous la paume du pied. Spécialement créé pour les personnes souffrant de métatarsalgie, c'est-à-dire d'un affaissement de l'arche transversale de l'avant-pied. Soulage les durillons, les crampes et les douleurs à la plante du pied. Soutient le cou-de-pied tout en redressant la cambrure latérale. 100. »
- N° 1. Avec rebord de côté de forme arrondie vers l'avant-pied. 100. »
- N° 2. Sans rebord, de forme arrondie vers l'avant-pied. 100. »
- N° 3. Avec rebord de côté, en forme de cœur. 120. »
- “ **MAXIMA** ”. Recommandé aux personnes très lourdes qui désirent un appareil élastique et renforcé. 110. »
- “ **MASTRA** ”. Appareil réservé aux personnes très lourdes qui ne recherchent pas d'élasticité, mais la solidité. Appareil à deux ressorts dont celui du fond est en duralumin et celui du haut en argentan. 120. »
- N° 1. Appareil avec rebord. 130. »
- N° 2. — sans rebord. 130. »
- “ **SOPRANO** ”. Appareil pour dames et messieurs, sans cuir, de forme et de construction parfaite. Se fait en acier nickelé et poli, en argentan nickelé et poli, en duralumin poli. Support se basant sur les mêmes principes que le modèle ARTICULA. Relève, en même temps, la voûte plantaire. 110. »
- N° 1. Modèle légèrement cambré du côté. 120. »
- N° 2. — sans rebord. 120. »
- “ **ANTI-GLISS** ”. En caoutchouc mousse; contre l'usure des bas et formant un contrefort agréable. 12. »
- “ **CORMA** ”. Correcteur de l'orteil dévié. Se fait en 3 grandeurs. 9. »
- “ **CALMA A** ”. En caoutchouc mousse. Demi-talonnettes intérieures pour le redressement du talon qui tourne vers l'intérieur ou vers l'extérieur. 9.50
- “ **TALONNETTES A** ”. En caoutchouc mousse pour amortir les chocs. Indispensables aux personnes qui souffrent du talon. Se font en 3 tailles. 12. »




Anato.



Perfectio.



Pesvalgus.



Erko.



Tubero.



Soprano.



Calma "A"




Maxima.



Articula.



Anti-Gliss.



Mastra.



Corma.



Talonnettes A.

BANDAGES BAILLY

L'échappement ou le déplacement de l'intestin, du péritoine ou d'un viscère hors de sa cavité abdominale naturelle détermine une grosseur plus ou moins volumineuse : **LA HERNIE**.

La hernie peut se produire, soit brusquement : effort violent, contraction brusque, etc..., soit progressivement : relâchement musculaire ou faiblesse abdominale.

Selon l'endroit où elle se trouve, la hernie est désignée sous les noms de **inguinale, inguinoscrotale, crurale, ombilicale, épigastrique** ; ces deux dernières étant les moins courantes.

Chaque bandage est établi suivant la place et la grosseur de la hernie.

Les bandages Bailly, spécialement étudiés pour chaque cas, n'occasionnent aucune gêne à ceux qui les portent ; ils facilitent les mouvements et permettent de se livrer à ses occupations habituelles.

Notre personnel est spécialisé dans l'application de nos appareils ; si un de nos bandages ne donne pas entière satisfaction, le nécessaire sera fait pour contenter notre clientèle.

Pour nos Clients éloignés, il suffit de nous envoyer les mesures suivant les indications données ci-après.

Tous nos modèles spéciaux peuvent être établis dans nos ateliers.

A nos Clients de province ou éloignés, nous donnons la manière de prendre les mesures eux-mêmes. Ils pourront ainsi, sans se déranger, bénéficier de nos prix tout en étant aussi bien servis que s'ils achetaient dans nos magasins.

MESURES A PRENDRE

Pour commander un bandage, donner les indications ci-dessous :

- 1° L'âge du malade, s'il est fort ou faible et sa profession ;
- 2° L'ancienneté de la hernie ;
- 3° La grosseur de chaque hernie, si elle est comme une noix, comme un œuf, comme le poing ;
- 4° Si la hernie rentre facilement, si elle descend dans les bourses, si elle a des tendances à y descendre ;
- 5° Désigner la forme de l'appareil, en indiquant le prix et le numéro sur la brochure. Bien désigner le côté, droit ou gauche, et prendre les mesures comme l'indiquent les figures ci-dessous :




Fig. 1.




Fig. 2.

MANIÈRE DE PRENDRE LES MESURES

HERNIE D'UN SEUL CÔTÉ. — Quand il y a hernie d'un côté, donner la mesure du tour du corps en partant de la hernie A, en faisant le tour des hanches et revenant à la hernie A, en indiquant le côté, droit ou gauche.

HERNIE DES DEUX CÔTÉS. — Pour les hernies des deux côtés, donner la mesure du tour du corps en partant d'une hernie A, faisant le tour des hanches et revenant à l'autre hernie B.

Comme il peut se faire que sur les deux grosseurs de la hernie inguinale double, l'un nécessite une pelote poire et l'autre une pelote corbin, nous indiquer, dans ce cas, le côté le plus gros.

HERNIE OMBILICALE ET HERNIE CRURALE (fig. 3). — Pour la hernie ombilicale, donner la mesure de la hernie C, en revenant à la hernie C.

Pour la hernie crurale, donner la mesure de la hernie A,

en faisant le tour des hanches et revenant à la hernie A. Les mesures à prendre pour les dames et les enfants sont absolument les mêmes que pour les hommes.

Quel que soit le côté de la hernie, la mesure à prendre est toujours la même et on peut la donner, soit en indiquant le nombre de centimètres, soit en envoyant un bout de ficelle qui nous indiquera la longueur exacte du tour du corps.

Avant d'appliquer le bandage, il faut faire rentrer la hernie. Pour cela se coucher sur le dos, la tête basse et les jambes assez hautes et exercer progressivement, avec les mains, une pression assez forte sur la tumeur. S'il y a de la difficulté, il faut rester quelques minutes dans la position couchée jusqu'à ce que la hernie ait disparu.

HERNIES INGUINALES

La hernie **inguinale**, ainsi nommée parce qu'elle s'échappe par le canal inguinal, est de beaucoup la plus fréquente et on la rencontre plus souvent chez l'homme que chez la femme. Placée au creux de l'aîne, elle apparaît




Fig. 3.

souvent dès la première enfance et, si des soins appropriés n'y mettent obstacle, elle grossit toujours et peut devenir très volumineuse avec danger d'étranglement. Soignée dès le début, elle disparaît très souvent chez les jeunes enfants et quelquefois même chez les adultes.

Le port d'un bandage approprié suffit, pourvu qu'il soit établi dans de bonnes conditions et que le malade ait soin de ne pas s'en séparer.

Chez la femme, elle est moins volumineuse que chez l'homme, mais aussi plus dangereuse, offrant plus de chances d'étranglement, la femme ayant les anneaux plus étroits.

BANDAGES SANS RESSORT

POUR HOMMES ET DAMES

Pour maintenir la hernie inguinale chez l'homme et la femme, porter le **Bandage Bailly sans ressort**, qui ne gêne pas, la pression s'effectuant directement sur la pelote. Il peut être porté nuit et jour.

Le **Bandage Bailly sans ressort** convient à tous les cas de hernie inguinale, petite, moyenne et grosse; la compression étant constamment la même, il obstrue parfaitement le canal inguinal par où s'échappe la hernie, empêche la tumeur de paraître et, petit à petit, l'intestin reprend sa place naturelle, les tissus se resserrent.

Le **BANDAGE BAILLY SANS RESSORT** se fait pour hommes, dames et enfants, simple et double.

524.020. **BANDAGE** sans ressort, modèle courant à compression directe sur la pelote; pour hernie inguinale, droite ou gauche pour adultes. 40. »

Le bandage sans ressort (524.040) (modèle déposé) est recommandé pour sa souplesse.

Il s'applique avec la plus grande facilité.

S'adapte sur les hernies inguinales.

Ne fatigue jamais, peut être supporté et gardé le jour et la nuit.

Le bandage Bailly se compose d'une pelote à bec allongé avec sous-cuisses, d'une ceinture élastique à double face de qualité supérieure. La ceinture se rattache à la pelote par une crémaillère acier, ce qui permet de laisser la pelote légèrement mobile et de la fixer d'une façon définitive sur la pointe de la hernie; la compression est directe, méthodique et rationnelle.

524.025. **BANDAGE** sans ressort, ceinture élastique souple 3 %_m, pelote pneumatique ronde 65. »

524.026. Le même, double 95. »

524.040. **BANDAGE** droit ou gauche, adultes 50. »

524.045. **BANDAGE** modèle " Sans-Gêne " droit ou gauche, se composant d'une ceinture élastique extra; allongement facultatif, sous-cuisses. Application parfaite. S'adapte sur tous les sujets. 65. »

524.050. **BANDAGE** double sans ressort, ceinture en tissu élastique double face de 5 %_m de large, coulisse acier nickelé retenant les pelotes devant.

Ce genre de bandage est d'une application parfaite et donne les meilleurs résultats au point de vue contention sans gêne 70. »


Le même, pelote pneumatique 85. » 100. »

524.055. **BANDAGE** sans ressort, article de force, modèle perfectionné, entièrement cuir préparé, spécial, convient pour le maintien des hernies volumineuses et rebelles. Cet article comporte dans la partie médiane de la ceinture un système élastique en permettant le port agréable et sans gêne. Simple 140. »


Double 180. »

Double, en basane supérieure 210. »


524.060. **BANDAGE** post-opératoire " Protector " 100. » 130. »



Modèle 524.020. Simple.




Modèle 524.040.



Modèle 524.045.



Modèle 524.050.



Modèle 524.060.

BANDAGES A RESSORT

pour HERNIES INGUINALES SIMPLES ET DOUBLES

S'il y a hernie inguinale des deux côtés (à droite et à gauche), on se trouve en présence d'une hernie inguinale double qui exige un appareil double.

- 528.075. **BANDAGE** inguinal simple, large ressort, très solide. Garniture basane et peau de diable, pelote pneumatique poire ou corbin..... 30. »
- 528.080. — inguinal simple, à ressort imperceptible à crémaillère, garniture tissu satané et bande basane. Pelote pneumatique interchangeable et réglable, poire ou corbin 45. » et 60. »
- 528.090. — inguinal simple, à ressort imperceptible à crémaillère. Fourreau quatre piqûres, tout basane; coussin de dos mobile. Pelote pneumatique interchangeable et réglable, poire ou corbin 55. » et 70. »
- 528.077. — double, imperceptible, à ressort très solide. Garniture peau de diable et tissu résistant. Coussin de dos et pelote pneumatique poire ou corbin..... 55. »
- 528.085. — double modèle BAILLY, à ressort imperceptible à crémaillère. Coussin de dos réglable, garniture satanée, bande basane. Pelote interchangeable, poire ou corbin. Article recommandé. 80. » et 105. »
- 528.095. — — croisé, à ressort très léger, imperceptible, à crémaillère. Fourreau quatre piqûres tout basane. Coussin de dos réglable; pelote pneumatique interchangeable, poire ou corbin. Modèle très soigné et très solide 95. » et 120. »
- 528.105. — simple, à ressort invisible en acier extra-fin forgé. Fourreau moulé maroquin pelote pneumatique. Ce modèle très léger, se dissimulant bien, convient particulièrement pour dames..... 95. »
- 528.110. — — à ressort invisible en acier extra-fin, forgé et nickelé. Fourreau moulé maroquin. Crémaillère, pelote pneumatique interchangeable et réglable. Modèle très léger, se dissimulant bien, convenant particulièrement aux dames..... 95. » et 110. »
- 528.115. — double, ressort invisible, acier extra-fin forgé et nickelé. Fourreau moulé maroquin; crémaillère, pelote pneumatique interchangeable et réglable. Ce modèle très léger, se dissimulant bien, convient particulièrement pour dames..... 170. » et 185. »
- 528.117. — simple, pelote pneumatique réglable en tous sens. Ressort souple, ceinture tissu élastique..... 110. » et 140. »

BANDAGES POUR BAINS ET PAYS CHAUDS


- 528.120. **BANDAGE** tour de corps à ressort entièrement recouvert de gomme noire, absolument inaltérable, ne se craquelant pas. Spécial pour le bain ou les pays chauds. Modèle simple..... 170. »
- 528.122. — tour de corps à ressort entièrement recouvert de gomme noire, absolument inaltérable, ne se craquelant pas. Spécial pour le bain ou les pays chauds. Modèle double..... 240. »



Modèle 528.075.




Modèle 528.105.



Modèle 528.090.




Modèle 528.110.



Modèle 528.085.




Modèle 528.115.



Modèle 528.080.



Modèle 528.120.



Modèle 528.077.



Modèle 528.122.



Modèle 528.095.



Modèle 528.117.

BANDAGES A RESSORT CIRCULAIRE

Le ressort de ces bandages entoure le bassin sans prendre aucun point d'appui sur la colonne vertébrale où la pression est parfois sensible. C'est, de tous les bandages, celui qui allie le maximum de confort à la plus grande fixité. Il convient particulièrement aux personnes sensibles et aux vieillards qui ont les muscles fessiers peu développés. Très employé également pour la contention des hernies rebelles.

- 528.210. **BANDAGE** à ressort circulaire en acier trempé, forgé et nickelé, indéformable ; garniture tissu satané rembourré. Pelote pneumatique indégonflable forme poire, corbin ou anatomique ; position réglable..... 100. » et 115. »
- 528.211. — **BAILLY** doublé, inguino-scrotal. Ressorts coulisseaux avec coussin de dos ; spécial pour hernies volumineuses 140. » et 165. »

BANDAGES pour HERNIES CRURALES

SIMPLES ET DOUBLES

La hernie crurale se trouve située à la partie interne et moyenne de la cuisse.

Assez rare chez l'homme, fréquente chez la femme, difficile à contenir à cause de sa position, elle sort par le canal crural, plus large chez la femme et se dirige vers la cuisse.

La hernie crurale peut s'étrangler très facilement ; cette tumeur est, en général, peu volumineuse. Deux bandages spéciaux existent pour cette hernie : L'un pour la hernie crurale récente ou légère (modèle 528.230) l'autre pour les hernies crurales difficiles à maintenir (modèle 528.240).

La grande diversité des emplacements des hernies crurales exige fréquemment que ces bandages soient confectionnés sur mesures ; dans ce cas, il est absolument nécessaire de bien se conformer aux recommandations de nos feuilles de mesures ; il est également utile d'indiquer la distance du pli de l'aîne au centre de la hernie ; cette distance aidera à fixer l'inclinaison du ressort crural.

Il arrive assez souvent que la hernie soit crurale d'un côté et inguinale de l'autre ; nous fabriquons alors le bandage nécessaire pour les deux hernies.

INCLINAISONS CRURALES COURANTES

- A — 1^{er} Degré
B — 2^e Degré
C — 3^e Degré
D — 4^e Degré
E — 5^e Degré




- 528.230. **BANDAGE** crural simple, à ressort, garniture basane et tissu satané. Pelote pneumatique. Sous-cuisses détachables 50. »
- 528.235. — — Même article que ci-dessus, mais double et avec coussin de dos. 80. »
- 528.240. — — simple, à ressort ; crémaillère, garniture soignée, pelote pneumatique interchangeable avec sous-cuisse adhérent contournant la cuisse..... 65. »
- 528.245. — — Même article que ci-dessus, mais double et avec coussin de dos. 105. »

BANDAGES pour HERNIES SCROTALES

SIMPLES ET DOUBLES

La hernie scrotale a été, au début, une hernie inguinale. Cette hernie est dangereuse car, si elle ne s'étrangle pas, elle engendre toujours une bien triste infirmité si elle n'est pas sérieusement contenue. En effet, elle grossit continuellement, devient irréductible et arrive souvent à acquérir un volume énorme. Il faut donc un bandage excessivement sérieux et celui que nous offrons maintient la hernie scrotale la plus volumineuse.


- 528.150. **BANDAGE** simple, à ressort, très solide. Garniture basane et tissu résistant ; pelote pneumatique. 40. »
- 528.155. — double, croisé, à ressort. Coussin de dos, garniture basane, tissu satané très résistant. Pelote anatomique pneumatique..... 75. »
- 528.170. — simple, ressort acier forgé, à crémaillère. Garniture basane et tissu satané. Pelote anatomique interchangeable, qualité soignée..... 55. » et 70. »
- 528.180. — double, croisé, à ressort acier forgé. Crémaillère, coussin de dos souple, garniture basane et tissu satané. Pelote pneumatique interchangeable..... 90. » et 115. »




Modèle 528.210.




Modèle 528.211.




Modèle 528.230




Modèle 258.150.




Modèle 528.155



Modèle 528.170.



Modèle 528.215.
(Voir page 26.)



Modèle 528.180.

BANDAGES SPÉCIAUX

- 528.215. " **L'AUTOPLASTIQUE** ". Sans pelote ni ressort (Voir figure page 25). Etabli avec un tissu jumelé de 7 % de largeur extra-fort. Ce bandage donne le maximum de contention qu'il est possible d'obtenir avec un bandage sans pelote..... 185. » Avec suspensoir..... 230. »
- 516.130. " **MYLASTIC** ". Ce modèle comporte une ceinture élastique analogue à celle de nos modèles sans ressort, mais dans l'intérieur de laquelle est glissée une lame d'acier corroyé à grain très fin dont le rôle se borne à donner à la pelote l'orientation et l'inclinaison nécessaires à la bonne contention de la hernie. Le port de ce bandage ne donne aucune autre sensation que celle d'une ceinture. Le sous-cuisse dont le rôle est indispensable dans les modèles sans ressort peut alors être supprimé dans la plupart des cas et, de toute façon, n'a plus besoin d'une tension aussi forte..... 55. » 85. »
- 516.125. " **MYRESS** ". A ceinture élastique et ressort extra, forgé et cintré; à crémaillère. Large point d'appui dorsal ne fatiguant pas. Pelote pneumatique interchangeable et réglable, poire ou corbin..... 70. »
- " **L'ARBALÈTE** " nouveau bandage BAILLY. Ce bandage, qui a conquis une place prépondérante parmi les meilleurs appareils, possède tous les avantages des bandages sans ressort, sans les inconvénients des sous-cuisses qui peuvent être supprimés; on peut adapter n'importe quel genre de pelote. Contient intégralement la hernie, même volumineuse. Convient parfaitement aux cultivateurs et à tous ceux devant travailler courbés.
- 524.100. Bandage non renforcé, sans ressort; droit ou gauche..... 130. »
- 524.101. Même article que ci-dessus, mais renforcé..... 140. »
- 524.102. Bandage non renforcé, sans ressort, double..... 160. »
- 524.103. Même article que ci-dessus, mais renforcé..... 180. »
- " **LE STANDARD TITAN** ". Bandage recommandé dans tous les cas de hernies. Large ressort recouvert tissu élastique fort; coussin dorsal velours; patte d'attache à bouton. Sous-cuisses tissu élastique supérieur. Appareil confortable et d'usage employé particulièrement par des personnes faisant de durs travaux : Cultivateurs, terrassiers, etc.
- 824.110. Modèle simple..... 150. » et 160. »
- 824.111. Modèle double..... 215. » et 230. »
- " **LE RADICAL** ". La disposition spéciale du montage de ses pelotes, réglage horizontal, latéral et vertical, permet de l'adapter à tous les cas. Il ne possède aucun ressort rendant le port du bandage si pénible à tous les hernieux. Le renforcement, sur toute la longueur de la ceinture, lui assure une parfaite contention donnant toute garantie.
- 516.055. Droit ou gauche, non renforcé..... 90. » Avec ceinture renforcée..... 100. »
- 516.056. Bandage double, non renforcé..... 140. » Avec ceinture renforcée..... 150. »
- " **LE CONFORTABLE** ". Remplace avantageusement le bandage sans ressort par sa souplesse et sa bonne contention. Garniture soignée : peau de diable et basane. Pelote pneumatique réglable; ne nécessite pas de sous-cuisses.
- 528.060. Bandage droit ou gauche..... 90. »
- 528.065. Bandage double..... 160. »

BANDAGES pour HERNIES IRRÉDUCTIBLES et ÉPIGASTRIQUES

Quand, par faute de soins, une hernie est devenue irréductible et que son volume prend des proportions exagérées, il ne faut plus songer au bandage ordinaire et on emploie alors, suivant la gravité des cas, un bandage à pelote concave ou un bandage spécial semblable à un suspensoir dans lequel la hernie fait son lit. Ce dernier, pour donner satisfaction, doit être supporté par des bretelles.

La hernie épigastrique est formée par la sortie, hors de la ligne blanche, de paquets cellulo-grasieux avec poche séreuse se développant tôt ou tard. Cette hernie, même très petite, à peine visible, peut être accompagnée de symptômes graves, douleurs, vomissements.


- 524.250. **COMPRESSIF** ou **SUSPENSOIR** spécial pour hernie irréductible. Poche tissu spécial; tissu satané lavable, avec sous-cuisses. Ceinture en tissu élastique très fort bouclant sur le côté.
- Selon dimensions, depuis... 120. » 175. » et 180. » 200. » Bretelles en plus... 40. »
- 524.262. **BANDAGE ÉPIGASTRIQUE** sans ressort, composé d'une ceinture élastique de 5 % de largeur et d'une pelote légère..... 60. »



Modèle 516.055.



Modèle 516.056.




Modèle 516.125.



Modèle 524.100.




Modèle 528.060.



Modèle 524.262.



Modèle 516.130.




Modèle 824.110.



Modèle 825.111.



Modèle 828.065.



Modèle 524.250.

BANDAGES pour HERNIES OMBILICALES

La hernie ombilicale (Fig. 36) est formée par la rupture du nœud ombilical. C'est une hernie qui occasionne de grands dérangements de l'organisme. Vomissements, tiraillements d'estomac, constipation, maux de tête, vapeurs, etc... Elle est, en outre, assez dangereuse ; il faut qu'elle soit bien maintenue car elle peut acquérir un très grand volume et se transformer en éventration. Très fréquente chez les nouveau-nés, il importe d'y veiller très attentivement.

- 524.265. **BANDAGE** sans ressort, à compression double et directe sur la pelote. Appareil bien conçu et se supportant facilement..... 50. »
- 524.275. — **BAILLY**, ceinture en tissu non élastique, à double compression sur la pelote par bande élastique extra-forte. Application parfaite ; invisible sous les vêtements. Pelote ronde ou ovale à bouton ou convexe..... 90. »
- 528.270. — en tissu satané, avec coussin, pour adultes..... 50. »
- 516.060. — pour enfants et cadets, à lame compressive devant et ceinture élastique.... 50. » et 55. »

BANDAGES pour la PREMIÈRE ENFANCE

pour HERNIES INGUINALES

Chez les jeunes enfants atteints de hernie inguinale simple, nous conseillons, pour plus de sécurité et un meilleur équilibre, le bandage double 512.300, en feuille anglaise caoutchouc rouge.

Ce modèle convient aussi bien pour la hernie simple que pour la hernie double.

512.300. Bandage	30	%	20.50
512.301. —	35	—	27. »
512.302. —	40	—	30. »
512.303. —	45	—	30. »
512.304. —	50	—	32. »
512.305. —	55	—	33. »
512.306. —	60	—	35. »

pour HERNIES OMBILICALES

CEINTURE avec pelote moulée en caoutchouc rouge feuille anglaise, qualité supérieure. Convient aux enfants du premier âge.

Se fait avec pelote ronde, mod. 512.310 à 512.316
plate, mod. 512.320 à 512.326
carrée, mod. 512.330 à 512.336

Ronde	Plate	Carrée		
512.310	512.320	512.330	30 %...	7. »
512.311	512.321	512.331	35 — ...	7.50
512.312	512.322	512.332	40 — ...	8.50
512.313	512.323	512.333	45 — ...	9. »
512.314	512.324	512.334	50 — ...	10. »
512.315	512.325	512.335	55 — ...	11. »
512.316	512.326	512.336	60 — ...	15. »

- 512.307. **BANDAGE** à ressort recouvert en feuille anglaise rouge, pour enfants, simple..... 50. »
- 513.308. **BANDAGE** à ressort recouvert en feuille anglaise rouge, pour enfants, double, avec coussin de dos... 90. »

BANDAGES pour ENFANTS et CADETS

- 520.420. **BANDAGE** simple, sans ressort. Ceinture élastique sur 3 et 3 $\frac{1}{2}$ % de largeur. Compression directe sur petite pelote anatomique..... 35. »

- 520.450. — double, sans ressort, avec barrette nickelée retenant les pelotes devant. Ceinture élastique de 3 $\frac{1}{2}$ % et 3 $\frac{1}{2}$ % de largeur. Petite pelote anatomique avec sous-cuisses se bouclant sur les côtés.


Lorsque l'enfant atteint sa deuxième année, nous conseillons le bandage à ressort qui est le plus apte à réduire la hernie et à amener la guérison..... 65. »

- 520.455. **BANDAGE** inguinal simple, à ressort. Garniture basane et tissu satané. Pelote anatomique avec sous-cuisses.
Pour enfants..... 25. » Pour cadets..... 30. »


- 520.460. **BANDAGE** inguinal double, à ressort. Garniture basane et tissu satané ; pelote anatomique, avec sous-cuisses.
Pour enfants..... 45. » Pour cadets..... 55. »

BANDAGES pour ECTOPIE


- 520.470. Modèle spécial pour ectopie testiculaire avec pelote en fourche. A pour but d'aider les testicules à descendre dans le scrotum. Simple..... 40. » Double... 60. » Grande taille..... 100. »




Hernie libre (Fig. 36).



Application du bandage.




Modèle 528.270.




Modèle 524.265.



Modèle 524.275.



Modèle 516.060.




Modèle 512.300 & 512.316. Double.



Modèle 520.420.



Modèle 520.450.




Modèle 512.310 à 512.316.



Modèle 520.455.



Modèle 520.460.






Modèle 512.320 à 512.326.



Modèle 520.470.

SUSPENSOIRS



Le suspensor se compose d'une ceinture à laquelle est adaptée une poche. Cette poche est fixe ou mobile.

On peut adapter à la poche des sous-cuisses qui, venant se boutonner sur la ceinture, assurent le maintien de l'appareil. Les poches ont une grandeur différente et ces grandeurs ont chacune un numéro.

Les suspensor sont très utiles dans certaines affections et à tous ceux qui s'adonnent à certains sports (équitation, bicyclette, automobile, etc.).

Notre assortiment est des plus complets. Nous possédons en magasin tous les modèles courants.

Sur commande, nous nous chargeons de fabriquer tout article spécial. Nos prix sont établis jusqu'au n° 6 inclusivement; au-dessus de ce numéro, les prix subissent une augmentation.

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8
H ^{rs}	10 $\frac{0}{m}$	11 $\frac{0}{m}$ 5	12 $\frac{0}{m}$	13 $\frac{0}{m}$	14 $\frac{0}{m}$	14 $\frac{0}{m}$ 5	15 $\frac{0}{m}$ 5	16 $\frac{0}{m}$

N.-B. Bien préciser le numéro ou la taille approximative.

5740. **SUSPENSOIR** poche fixe, avec ou sans sous-cuisses. Jusqu'au n° 6 inclus. 4.50

Par numéro au-dessus, supplément de. 1. »

5750. **SUSPENSOIR** poche mobile à fourreau, ceinture entièrement élastique, avec ou sans sous-cuisses, modèle extra, recommandé, jusqu'au n° 6 inclus. 9.50

Poche de rechange jusqu'au n° 6 inclus. 4.75

Par numéro au-dessus, supplément de. 1. »

5750 bis. **SUSPENSOIR** avec poche démontable, à bouttonnières, ceinture entièrement élastique à boucle mobile, avec sous-cuisses, d'une application parfaite, qualité supérieure, jusqu'au n° 6 inclus. 11. »

Avec sous-cuisses élastiques. 14. »

Poches rechange, n° 6 inclus. 5.50

Par numéro au-dessus, supplément de. 1. »

5760. **SUSPENSOIR** de grand luxe (Hamac). Poche tricot, sans couture; supprime l'emploi des sous-cuisses et tirettes. Pratique, hygiénique, indispensable à l'homme élégant. 22. »

5761. **SUSPENSOIR** ceinture et poche tricotée à la main, poche mobile se boutonnant sur la ceinture. Article confortable et soigné. La ceinture seule. 20. »

Prix des poches pour ceintures ci-dessus :

N ^{os}	10	11	12	13	14	15
Pièce	14. »	14.50	15. »	15.50	16.50	17.50
N ^{os}	16	17	18	19	20	22
Pièce	18.50	19.50	21. »	22. »	23. »	26.50

5835. **SUSPORT** (Déposé). Ceinture et sous-cuisses élastiques, poche en jersey de soie, très léger, convient pour le sport et l'hygiène, c'est le complément indispensable du trousseau de l'homme moderne à qui il procure souplesse et bien-être. Prix. 15. » et 19. »

5770. **SLIP BAILLY**. Ceinture en tissu élastique, forte et souple, très adhérente, trousse en tissu jersey lavable. Ce modèle doit être porté par tout homme élégant et prévoyant, convient pour le sport et l'hygiène. Taille de 70 $\frac{0}{m}$ à 100 $\frac{0}{m}$ 18.50

5820. **SUSPENSOIR** modèle spécial pour le sport (cavaliers, cyclistes, sportsmen), très soigné. Du n° 1 à 4. 14. »

5825. **SUSPENSOIR HORAND** pour pansements.

Grand modèle. 25. »

Petit modèle. 20. »

5830. **SUSPENSOIR** poche et ceinture soie, façon 5750, avec ou sans sous-cuisses, article extra, très léger, jusqu'au n° 6 inclus. 30. »

Poche de rechange jusqu'au n° 6 inclus. 16. »

Par numéro au-dessus, supplément. 1. »

FEUILLE DE MESURES

A NOUS RETOURNER REMPLIE

Mesures à prendre pour les Ceintures-Corselets

Nom

Adresse

1^o Circonférence AB $5\frac{c}{m}$ au-dessus de la taille

2^o — à la taille CD

3^o — aux hanches EF

4^o — au niveau du pubis GH

5^o Hauteur au-dessus de la taille IJ


6^o — de la taille au pubis JK

Recommandation importante. — Prendre les mesures sans serrer. Elles seront réduites par nous-mêmes à la dimension voulue pour obtenir un serrage convenable.

N^o du Catalogue

Nuance choisie

Observations :



Mesures à prendre pour les Ceintures abdominales

(Prendre les mesures du tour du corps sans serrer.)

Nom

Adresse

Circonférence au-dessus de l'ombilic AD

— au milieu du ventre BE

— au niveau du pubis CF


Hauteur de A à C

Indiquer le N^o du Catalogue

Recommandation importante. — Prendre les mesures sans serrer. Elles seront réduites par nous-mêmes à la dimension voulue pour obtenir un serrage convenable.

Nota. — La taille est indiquée sur ce dessin afin d'éviter que la mesure de hauteur ne soit prise avec exagération, car les ceintures trop hautes s'appliquent mal.

Observations :



NOTRE
NOUVEAU RAYON
DE
BANDAGES
ET
CEINTURES



**SOUPLESSE
LÉGÈRETÉ
GRACE**

AVEC
NOS

**GAINES
MAILLOTS
SOUTIEN-GORGE**

TOÛT A ÉTÉ CONÇU
POUR VOUS SATISFAIRE

UN GRAND NOMBRE
DE CABINETS
D'APPLICATION

UN PERSONNEL
QUALIFIÉ
ETC...

